

COMPOUNDING AUTOMATION

PharmaShaker

Der PharmaShaker ist ein Rekonstitutionsgerät für das automatische Auflösen von pulverförmigen zytostatischen Drogen in Flüssigkeiten.

Zyklen mit vorprogrammierter Geschwindigkeit und Dauer für gewisse Drogen wie z.B. Zyklophosphamid werden in näher Zukunft verfügbar sein.

Der PharmaShaker ist aus Materialien (Edelstahl, PETP) hergestellt worden, die gegenüber Desinfektionsmitteln wie VHP und Peressigsäure resistent sind.

Der PharmaShaker ist ausgestattet mit saugenden und schwingungsdämpfenden Füßen.

Der PharmaShaker wurde entworfen mit dem Ziel die Produktion der Apotheke wesentlich zu steigern.

Der PharmaShaker ist ausgestattet mit einem mikrokontrollierten Schrittmotor für:

- eine garantiert lange Lebensdauer
- eine genaue Bewegungs-Frequenz und Dauer

Der PharmaShaker ist lieferbar für die gleichzeitige Rekonstitution von 3 oder 6 Flaschen.

Der PharmaShaker reduziert RSI.



PharmaShaker V6 mit Control-Box



PharmaShaker V3

 **FRESENIUS
KABI**
caring for life